

**В стоимость базовой комплектации включено:**

столик врача на пантографическом плече, с нижней подачей шлангов на 5 инструментов с возможностью расширения до 6-ти, в базе 3 инструмента: шприц вода-воздух, шланг турбинный 4-х канальный со светом , шланг для микромотора NSK или Chirana с внутренним подводом охлаждающего спрея , светильник , система чистой воды 1,5 л., плевательница (в 09 модели поворотная), слюноотсос на пневмоэжекторе (в 09 модели на поворотном пульте ассистента), электромеханическое программируемое анатомической формы кресло нового типа с управлением со спинки кресла и ножной мультфункциональной педалью.

□ □.



[дополнительные опции см. следующий раздел](#)