

Автоклав Domina Plus B 18L (Dental X, Italy) □

DOMINA PLUS B 18L - автоматический автоклав класса B с вакуумной сушкой и быстрым циклом, 18 л



Режимы стерилизации

1. Автоматический, неупакованные инструменты: 3 мин., 134 град. С
2. Автоматический, упакованные инструменты: 12 мин., 134 град. С
3. Автоматический, хирургические пакеты и одежда 3 мин., 121 град. С
4. Ручной, параметры выбирает оператор: от 105 до 135 град. С, от 3 до 99 мин.



Описание товара:

-Автоклав Класса В с фракционированным вакуумом-Предварительный вакуум в 2, 3 или 4 этапа

-Сушка обдуванием с помощью бактериологического Фильтра

-Автоматическое отключение

- Программы возможность программирования
- Тестовые программы Bowie Dick-тест и Vacuum-тест
- Два бака 4 л. для чистой и отработанной воды
- Самодиагностика и Поиска неисправностей автоматический
- Process Control evaluation
- Подключение принтера и внешнего ПК
- Размер камеры увеличен на 20%
- Емкость 18 л
- Питание: 230 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: max 1920 W □ средняя 800W
- Внешние размеры: L. 443 x Стр. 555 x Н. 430 мм.

-Вес: 48 Кг
