

**ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ CHIRANA Medical**

**TGL 637 A**

Турбинный наконечник **с подсветкой** TGL 637 A



кнопочное крепление, **тройной спрей**, поверхность из нержавеющей стали, система быстросъемных соединений R 420, стерилизация до 135 оС, 300 000 об./мин., смазка SMIOIL 300 ml

□

□

## R 420

Быстросъемное соединение R 420, **с подсветкой**, присоединение 6 ISO MIDWEST, без регулировки воды, нестерилизуемое

□

## TGL 637 AM



Турбинный наконечник **с подсветкой** TGL 637 AM

кнопочное крепление бора, **тройной спрей**, поверхность из нержавеющей стали, система быстросъемных соединений, совместимая со всеми типами соединений KaVo Multilex Lux стерилизация до 135 оС, 300 000 об./мин., смазка SMIOIL 300 ml

□

#### TG 546

Без подсветки, **тройной спрей**, кнопочное крепление бора, 300 000 об./мин., соединение Midwest 4 (4-ISO) смазка SMIOIL 300 ml

□



#### TG 656

Без подсветки, боковой **одинарный спрей**, кнопочное крепление бора, 300 000 об./мин., соединение Midwest 4 (4-ISO) смазка SMIOIL 300 ml

□



### TS 655

без подсветки, уменьшенная (**терапевтическая**) головка, боковой одинарный спрей, 340 000 об./мин., разъем соединение Midwest ; (4-ISO), кнопочное крепление бора, смазка SMIOIL 300 ml

□

### Роторная группа для турбинок ХИРАНА TG, TS



