



110 D – прямой наконечник с двухканальным внутренним охлаждением, поворотное быстрое крепление бора, стерилизация до 135°, 40 000 об./мин. смазка SMIOIL 300 ml



120 D – 1:1 нижняя часть углового наконечника без подсветки с двухканальным внутренним охлаждением, поворотное быстрое крепление съемной головки, стерилизация до 135°, 40 000 об./мин. смазка SMIOIL 300 ml

□



120 L - 1:1 нижняя часть углового наконечника **с подсветкой**, с внутренним подводом воды воздуха на инструмент, 40 000 об./мин. смазка SMIOIL 300 ml



168D – 1:1 съемная головка для нижней части углового наконечника 120 D, крепление бора защелкой, 40 000 об./мин. смазка SMIOIL 300 ml



168 D/T - съемная головка для нижней части угловых наконечников 120L, 120D, CA1132, CA1142 (Bien Air), KAVO с кнопочным креплением бора, 40 000 об./мин. смазка SMIOIL 300 ml

□