



**Autofocus IntraOral Camera USB&Video (MD-85030)**

**Проводная 2.0 Мегапиксельная интраоральная камера с выходами Video/VGA/USB3**

- Новый улучшенный дизайн
- Идеальная автофокусировка линзы
- Приемная матрица 2.0Mega Pixels , 1/4 Sony CCD .
- Выходной сигнал USB/VGA/Video.
- Сенсорные кнопки управления функциями камеры, которые позволяют избежать дрожание камеры при захвате изображения, и устранить эффект размывки изображения.
- Память на 28 полноформатных изображения и 112 разделенных на 4 изображений
- Функция зеркального отображения.
- Подсветка шестью белыми светодиодами.(5600K)
- Высокое качество снимка, быстрая установка, легкое использование
- Трансмиттер ИК сигнала (дистанционный пульт)

□

## Технические характеристики



★ Touch button



★ Mirror button



- ★ Super-wide automatically adjusting-focus lens
- ★ Six white LEDs

- Сенсор: 1/4" CCD




- Freeze button
- Choice button
- Full screen or 1/4 screen
- Zoom button
- Touch button



- USB output jack
- VGA output jack
- Video output jack
- Power input jack
- IR jack

□

- Разрешение: 2.0MPx1.5
- Свет: 6 LED(5600K)
- Фокусное расстояние:3мм-50мм
- Угол обзора:105
- Сигнал: NYSC|PAL
- Питание: DC5V 1200mA



[http://www.3m.com/3Mdoc/905\\_becamevent\\_1110\\_010301\\_product.aspx?lang=ENG&line=4&area=1&category=1](http://www.3m.com/3Mdoc/905_becamevent_1110_010301_product.aspx?lang=ENG&line=4&area=1&category=1)



В.О.Мухомов) с сайта [www.3m.com/3Mdoc/905\\_becamevent\\_1110\\_010301\\_product.aspx?lang=ENG&line=4&area=1&category=1](http://www.3m.com/3Mdoc/905_becamevent_1110_010301_product.aspx?lang=ENG&line=4&area=1&category=1) (доступный по ссылке) **Технический паспорт** (технические характеристики) интраоральной камеры (серия MD-810) от 3M



★ Touch button



★ Mirror button



★ With charge base



- ★ Super-wide automatically adjusting-focus lens
- ★ Six white LEDs




★ Lithium battery

Возможности: USB, VGA, DVI, S-VIDEO, IR, Li-ion battery (литиевая батарея)



- USB output jack
- VGA output jack
- Video output jack
- Power input jack
- IR exte jack



Battery indicator Channel indicator Page up/down Mirror button Freeze button



Цена: 178 руб. [просьба уточнить по телефону.](http://www.foxcam.com/Products/Products.aspx?lang=ENG&line=4&area=1&category=178)